

## 【JOICO顕微鏡発売から 100周年キャンペーン】



# Ts2R-FL+DS-Fi3セット <sup>希望小売価格から</sup>30%OFFキャンペーン!





顕微鏡デジタルカメラ

DS-Fi3



TS2R

研究用倒立顕微鏡

番号	セット名	構成	キャンペーン価格(税別)	希望小売価格(税別)
1	Fi3 NIS-D	顕微鏡:Ts2R 位相差対物:4x/10x/20x/40x デジタルカメラ:DS-Fi3 ソフトウェア:NIS-Elements D 制御装置:PC(HP社 Z2SFFG9)	2,815,000円	4,020,900円
2	Fi3 + NIS-BR +	顕微鏡:Ts2R-FL 位相差対物:4x/10x/20x/40x 蛍光フィルター:DAPI/FITC/TRITC デジタルカメラ:DS-Fi3 ソフトウェア:NIS-Elements BR 制御装置:PC(HP社 Z2SFFG9)	3,434,000円	4,905,100円


キャンペーン期間 2025年9月30日受注分まで

## 【Ts2R-FLの特徴】


### ・シンプルな操作




#### ・暗室不要で蛍光観察



#### ・位相差、蛍光観察が可能







## 【デジタルカメラDS-Fi3の特徴】

撮像素子	1/1.8インチ型カラーCMOSイメージセンサー	目視の画像をそのまま撮影可能
レンズマウント	Cマウント	他社顕微鏡にも取り付け可能
インターフェース	USB3. 0	お手持ちのPCに取り付け可能
最大記録画素数 フレームレート	2880x2048(15fps) 1440x1024(30fps)	ストレスの無い操作が可能
リレーレンズ	0.55x	目視に近い範囲の撮影が可能

## 【ソフトウェアNIS-Elementsの特徴】

撮影	ワンショット、動画、マニュアルラージイメージ	ワンショット:Jpeg/Tiff等 動画:AVI/MP4(数分程度)
表示	表示ウィンドウ数、重ね合わせ	NIS-Elements D:シングルウィンドウ 画像を選択して重ね合わせ NIS-Elements BR:マルチウィンドウ ドラッグでの多色重ね合わせ
計測	スケール表示、マニュアル計測	マニュアル計測:二点間の距離、面積、カウント等
オプション	二値化	任意の部分を輝度値等で抽出し計測 NIS-Elements D:有償オプション NIS-Elements BR:標準

Nikon

株式会社 ニコン ソリューションズ

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja\_JP/



(株) ニコンは、 環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。