

無料サンプル



HPMCカプセル試薬 トライアルキャンペーン

秤量不要で迅速に合成反応を実施できる
HPMCカプセル試薬2種を無料サンプルとしてご提供します。

※応募方法・製品の詳細は裏面をご確認ください。

サンプル
内容

縮合反応用(製品コード:R0274)

鈴木-宮浦クロスカップリング反応用(製品コード:R0275)

を各2カプセル(計4カプセル)




製品特長

- ・ 反応剤や触媒が封入されたヒドロキシプロピルメチルセルロース (HPMC) カプセル
- ・ 水や極性溶媒中で崩壊し、封入物を放出
- ・ 秤量不要！迅速に反応を実施可能


製品利用例

R0274を用いた縮合反応



反応実施手順の詳細は、TCIのウェブサイトにて <https://bit.ly/48VwLG9>

R0275を用いた鈴木-宮浦クロスカップリング反応



反応実施手順の詳細は、TCIのウェブサイトにて <https://bit.ly/46uoveB>


ご提出いただいたお名前等の個人情報について、弊社では個人情報保護に関する法律を遵守し、下記記載目的のためにのみ利用させていただきます。

- ・ お問合せ内容へのご回答および関連資料等の発送
- ・ 弊社または弊社の関係会社からの各種資料の発送
- ・ 抽選キャンペーンや試薬新製品、サービスに関する各種お知らせ (メールマガジン配信等を含む)
- ・ サービス向上に向けたヒアリング
- ・ その他付帯するサービスの提供


弊社のプライバシーポリシーについては、<https://www.tcichemicals.com/JP/ja/privacy> もご参照ください。

カプセル内封入物

縮合反応用のR0274




EDCI·HCl
ca. 0.25 mmol




HOBt Monohydrate
ca. 0.04 mmol

鈴木-宮浦クロスカップリング反応用のR0275



Pd(dppf)Cl₂·CH₂Cl₂
ca. 0.03 mmol



Cs₂CO₃
ca. 0.7 mmol

通常販売品

縮合反応用HPMCカプセル (EDCI·HCl, HOBt·H₂O)

10カプセル 10,000円 [R0274]

鈴木・宮浦カップリング用HPMCカプセル

10カプセル 10,000円 [R0275]

● 応募方法

下記の二次元コードまたはURLから応募フォームにアクセスし、必要事項を記入していただくと、応募完了となります。



or <https://bit.ly/3yhqQ7k>

注意事項

※原則として、1グループ（研究室）で1回の応募に限らせていただきます。

※無料サンプルの数には限りがございます。応募完了時点で上限に達していた場合は、原則としてご提供できません。あらかじめご了承ください。

東京化成工業株式会社

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com
■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com