

10x Genomics をお使いの方へ

プロトコルにレイニンが推奨されているのをご存じですか？

Pipette Tip Recommendations for 10x Genomics Single Cell Protocols (CG000492 Rev A)

10x Genomics社では、すべてのシングルセルアッセイに有効なエマルジョンセーフピペットチップの使用を推奨しています。Rainin ピペットチップは、10x Genomics社で幅広く検証されており、すべてのシングルセルアッセイに強く推奨されています。

“10x Genomics recommends using only validated emulsion-safe pipette tips for all Single Cell protocols. **Rainin pipette tips** have been extensively validated by 10x Genomics and are highly recommended for all single cell assays.”

上記のほか

CG00053_cellprepguide_revC

CG000123_SamplePrepDemonstratedProtocol_-_CD3__Enrichment_RevB

CG000204_ChromiumNextGEMSingleCell3_v3.1_Rev_D

CG000293_TargetedGeneExpression_SingleCell_UG_RevG

CG000505_Chromium_Nuclei_Isolation_Kit_UG_RevA

CG000662_Demonstrated_Protocol_VisiumCytAssist_FixedFrozen_H_E_RevA

等の多くのプロトコルに
レイニンピペット・チップの
使用推奨が記載されています。



ユーザーガイドまたは本稿に記載されていないサポートされていないプレートやチップを使用すると、アッセイ性能の低下や装置の故障のリスクがあることにご注意ください。そのため、消耗品の代替はサポートされておらず、推奨されていません。

“Alternative compatible part numbers are listed below. Please note that using unsupported plates and tips not outlined in the User Guide or this article risks decreased assay performance and instrument failure. Therefore, consumable substitution is not supported or recommended.”

エマルジョンセーフプラスチック消耗品の重要性は何ですか？

一部のプラスチックは GEM と相互作用して不安定化する可能性があります。したがって、GEM を取り扱う際には、検証済みのエマルジョンセーフプラスチック消耗品を使用することが重要です（以下略）。

“Question: What is the importance of emulsion-safe plastic consumables?”

Answer: Some plastics can interact with and destabilize GEMs. It is therefore critical to use validated emulsion-safe plastic consumables when handling GEMs...”

10x Genomicsは、米国およびその他の国における10x Genomics Inc.および/またはその関連会社の商標です。

10x Genomicsをお使いのお客様に、レイニンPipet-Lite XLS+ シングルチャンネルおよびマルチチャンネルLTSピペットとBioClean LTSチップを特別価格でご提供！

キャンペーン期間：～2024年7月31日（ご注文分）

■ 対象製品

下記のレイニンPipet-Lite XLS+ シングルチャンネルおよびマルチチャンネルLTSピペットとBioClean LTSチップとなります。※下記にないLTSチップおよびUNV（汎用）は対象外です。

LTS

品番	製品名	価格	特別価格	注文本数
17014393	Pipet-Lite LTS Pipette L-2XLS+	65,000		
17014388	Pipet-Lite LTS Pipette L-10XLS+	65,000		
17014392	Pipet-Lite LTS Pipette L-20XLS+	59,200		
17014384	Pipet-Lite LTS Pipette L-100XLS+	59,200		
17014391	Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+	59,200		
17014382	Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+	59,200		
品番	製品名	価格	特別価格	注文本数
17013802	Pipet-Lite Multi Pipette L8-10XLS+	183,300		
17013803	Pipet-Lite Multi Pipette L8-20XLS+	171,000		
17013804	Pipet-Lite Multi Pipette L8-50XLS+	171,000		
17013805	Pipet-Lite Multi Pipette L8-200XLS+	171,000		
品番	製品名	価格	特別価格	注文本数
30389226	Pipette Tips RT LTS 20μL FL 960A/10	24,900		
30389240	Pipette Tips RT LTS 200μL FL 960A/10	24,900		
30389213	Pipette Tips RT LTS 1000μL FL 768A/8	24,900		



■ このキャンペーンはお申込みお1人様1回限りとなっています。
10x Genomics をご使用ご利用、またご購入を検討されているお客様にのみ有効です。

すでにレイニン製品をお持ちで、買い足し、買い替えをご検討のお客様は、お近くのレイニン代理店にお問い合わせください。レイニンの担当者が対応いたします。

10x Genomicsは、米国およびその他の国における10x Genomics Inc.および/またはその関連会社の商標です。
Rainin, Pipet-Lite, LTS, BioClean, Pipetting 360, XLS+はMettler-Toledo Rainin, LLCの商標です。

www.mt.com

For more information

メトラー・トレード株式会社 レイニン事業部
TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525

代理店名

©05/2024 Mettler-Toledo K.K.,
Printed in Japan 00000000

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
●表示価格に消費税は含まれておりません